

АППАРАТ ДЛЯ КАСКАДНОЙ ПЛАЗМАФИЛЬТРАЦИИ



■ Аппарат "Гемофеникс-М" в комплекте с плазмафильтрами и магистралями для проведения каскадной плазмафильтрации

Назначение:

- проведение процедур каскадной плазмофильтрации, мембранного плазмафереза, гемосорбции, плазмосорбции.

Область применения:

- экстракорпоральная гемокоррекция и лечебный плазмаферез в различных областях медицины.

Преимущества аппарата "ГЕМОФЕНИКС-М"

- Возможность нескольких видов процедур экстракорпоральной гемокоррекции;
- полная автоматизация процедуры плазмафереза;
- гибкая система выбора параметров процедуры;
- постоянный автоматический контроль параметров;
- безопасности пациента и медицинского персонала;
- удобство в эксплуатации аппарата;
- портативное исполнение аппарата.

Технические параметры:

- Диапазон регулирования расходов крови, физраствора и инфузионных растворов от 0 до 200 мл/мин.
- Диапазон задания соотношения расходов антикоагулянта - к заданному расходу крови от 1/40 до 1/10;
- Диапазон регулирования давления в манжете от 0 до 70 мм рт. ст.;
- Контроль разрежения, создаваемого при заборе крови от 0 до минус 100 мм рт. ст.;
- Диапазон стабилизации давления на входе плазмофильтра от 50 до 250 мм рт. ст.;
- Автоматический контроль объема очищенной крови, времени процедуры, объема плазмы и эффективности фильтрации;
- Ультразвуковой и оптический контроль воздушных включений в антикоагулянте и физрастворе.