

АППАРАТ ДЛЯ МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА



Аппарат «ГЕМОФЕНИКС» это:

- полная автоматизация процедуры плазмафереза;
- портативное исполнение;
- удобство в эксплуатации;
- системы контроля, самоконтроля и сигнализации;
- гарантия безопасности процедуры плазмафереза;
- соответствие нормам безопасности.

Назначение:

- лечебный плазмаферез в медицинской практике;
- гемосорбция.

Форма поставки:

с одноразовыми расходными комплектами, включающими плазмодифильтеры "РОСА", кровопроводящие магистрали.

Основные характеристики:

- производительность по крови до 100 мл/мин;
- объём получаемой плазмы не менее 0,8 л/час;
- дозированная подача антикоагулянта;
- время непрерывной работы до 10 час;
- масса 14,5 кг;
- габаритные размеры 450х320х120 мм;
- потребляемая мощность не более 70 Вт;
- автоматический режим работы и самодиагностики.

Непрерывный процесс мембранного плазмафереза на аппарате "ГЕМОФЕНИКС" проводится по одно-игольной схеме в стерильном экстракорпоральном контуре однократного применения.

В течение процедуры одновременно:

- форменные элементы возвращаются в кровяное русло пациента;
- плазма собирается в специальный приёмник;
- пациенту проводится плазмозамещение.

■ ТУ 9444-003-49560207-2002

Регистрационное удостоверение № 29-26021102-4596-02

Сертификат Соответствия № РОСС RU.ИМ04.В07463