

КОМПЛЕКТ

ДЛЯ БЕЗАППАРАТНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА



rosa™

■ Плазмофильтр «РОСА» в комплекте для безаппаратного мембранного плазмафереза

Назначение:

- проведение процедур плазмафереза.

Комплект для безаппаратного плазмафереза

- применяется в лечебных учреждениях, в службе «скорой помощи», в том числе в медицине катастроф в момент оказания помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;

Характеристики комплекта для безаппаратного плазмафереза:

- способ проведения процедуры - безаппаратный;
- скорость получения плазмы - до 600 мл/час;
- форма выпуска: стерильно внутри, апиrogenно, нетоксично;
- форма поставки: фильтр «РОСА» в комплекте с кровопроводящей магистралью КМБП-01;
- расходные материалы: физиологический раствор, антикоагулянт, внутривенный катетер (комплектуются по желанию заказчика).

Основные характеристики плазмофильтра «РОСА»:

- скорость отделения плазмы не менее 15 мл/мин;
- объём начального заполнения кровью - 20 мл;
- масса 100 г;
- габаритные размеры - 85x85x35 мм.