

Аппарат «ГЕМОФЕНИКС»

Аппарат для мембранного лечебного и (или) донорского плазмафереза АМПЛд-ТТ «ГЕМОФЕНИКС»



ТУ 9444-003-49560207-2002

Регистрационное удостоверение № 29-26021102-4596-02

Сертификат Соответствия № РОСС RU.ИМ04.В07463

Назначение:

- лечебный плазмаферез в медицинской практике
- донорский плазмаферез в заготовке плазмы

Форма поставки:

с одноразовыми расходными комплектами, включающими плазмодифильтеры "РОСА", кровопроводящие магистрали

Основные характеристики:

- производительность по крови до 100 мл/мин
- объём получаемой плазмы не менее 0,8 л/час
- дозированная подача антикоагулянта
- время непрерывной работы до 10 час
- масса 14,5 кг
- габаритные размеры 450x320x120 мм
- потребляемая мощность не более 70 Вт
- автоматический режим работы и электронная самодиагностика



Непрерывный процесс мембранного плазмафереза на аппарате "ГЕМОФЕНИКС" проводится по одноигольной схеме в стерильном экстракорпоральном контуре однократного применения.

В течение процедуры одновременно:

- форменные элементы возвращаются в кровяное русло пациента
- плазма собирается в специальный приёмник
- у пациента проводится плазмозамещение

Аппарат «ГЕМОФЕНИКС» это:

- полная автоматизация процедуры плазмафереза
- портативное исполнение
- удобство в эксплуатации
- системы контроля, самоконтроля и сигнализации
- гарантия безопасности процедуры плазмафереза
- соответствие нормам безопасности