

# Плазмочильтр «РОСА»

## Плазмочильтр мембранный одноразовый стерильный ПФМ-01-ТТ "РОСА"

ТУ 9444-002-49560207-2006

Регистрационное удостоверение

№ ФС 02263813/3632-06

Сертификат Соответствия

№ РОСС RU. ИМ08.В09409



### *Назначение:*

фильтрация и фракционирование крови

### *Область применения:*

- лечебный плазмаферез в эфферентной терапии
- донорский плазмаферез для заготовки плазмы в Службе крови

### *Способы проведения процедуры:*

- безаппаратный
- аппаратный

### *Форма выпуска:*

стерильно внутри, апиrogenно, нетоксично

### *Форма поставки:*

в комплекте с кровопроводящей магистралью

### *Основные характеристики плазмочильтра "РОСА":*

- масса 100 г
- габаритные размеры - 85x85x35 мм
- объем начального заполнения кровью - не более 20мл
- скорость потока крови не менее 40 мл/мин

Качество получаемой плазмы соответствует требованиям Европейской Фармакопеи.